

ATEX TOR

もみ・たたきから加圧マッサージまで


贅沢マッサージでリフレッシュ

Grade
UP[®]

「お尻ベルト」で固定して
しっかり加圧マッサージ


首・肩

もみ
ローラー



背・腰

もみ
タタキ



腰・ふともも
はさむ
ストレッチ

エアバッグ

MASSAGE SEAT

マッサージシート DMA

DOUBLE MECHANICAL & AIR

柔らかな風合いの
フェイクレザー

※前モデル(ADE02)と比較

2つのメカによる多彩な動きとエアバッグで
首から太ももを同時にマッサージ。

ATEX TOR

首・肩

もみ範囲
従来品比※
+2cm

首から肩をとらえる大きなもみ玉

もみ範囲

約23cm

もみ ロールー ヒーター



背・腰

もみ範囲
従来品比※
+6cm

もみとたたき、2つのもみ技

もみ範囲

約40cm

もみ たたき ヒーター



腰・お尻 ふともも

「お尻ベルト」で固定して
しっかり加圧マッサージ

エアバッグ 合計8層

エアもみ

Grade
UP



身長差にあわせて高さ調節

高身長の方へ取り外しのできる、高
さ5cmのブロックが付属しています。
また首・肩メカを下げる低身長
モードも搭載しました。

コントローラー収納ポケット付

椅子の肘掛けなどに取り付けて使えます



※前モデル(ADE02)と比較

充実機能



簡単操作
コントローラー



温ヒーター
内蔵



約15分
自動オフタイマー



洗える
首・肩カバー



電気代も
経済的

※毎日15分、30日間使用の場合1kWh=31円で計算

マッサージシート DMA

ADE03BKE4

サイズ (約) W540×L540×H760mm

重量 約10kg

仕様 ■素材 本体構造部材:ABS樹脂、PP樹脂 クッション材:ウレタンフォーム 張り材:合成皮革
マッサージ部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン ■電源:AC100V 50/60Hz
■消費電力:80W(ヒーター15W) ■もみ回数:首・肩部:約22~32回転/分 背・腰部:約20~26回転/分
■たたき回数:約300~約500~約700回/分 ■タイマー:約15分自動オフ
■付属品:コントローラーポケット ■生産国:中国 ■医療機器認証番号:305AABZX00039000

J A N 4948731026523

使用目的
又は効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
(疲労回復 血行を良くする 筋肉の疲れをとる
筋肉のこりをほぐす 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解)

別売

心地よさをさらに楽しむ専用チェア

TOR リラックスチェア

●木製フレームがしなり、体重の掛け方で
マッサージの強度が調節できます
●マッサージシートにジャストサイズ

品番 AX-HX251
サイズ/重量 (約)W600×L820×H950mm/約7.5kg



●お買い求め・ご相談は当店へ

◎アテックス製品のお問い合わせは

カスタマーサービス

0120-486-505

※受付時間 平日 10:00~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>



○この商品は一般家庭用です。ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。○品質改良のため、価格・デザイン・仕様を一部変更する場合があります。○本カタログ内の表記重量は付属品を含みません。○印刷の色は商品とは多少異なります。○この商品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。○このカタログの記載内容は、2024年1月時点のものです。