

仕 様	
販売名	AIイナダチェア キャラボ S AIC-E300E3(HD)
JANコード	4992648130491
カラー	グレー
外装布地	合成繊維
定格消費電力	130W(ヒーター使用時) (電気代:1日15分毎日使用で、1ヵ月約30円(31円/kwhで算出)
自動コース数	6種類 全身コース・足裏むくみ緩和コース・首肩コース・姿勢ストレッチコース・ からだ防衛コース・からだ活性コース
お好みコース数	3種類 〈上半身〉もみ・もみたたき・エアー 〈下半身〉足裏もみ・エアー 〈ローラー〉全身・部分
本体寸法	幅約80cm×奥行約120(203)cm×高さ約120(75)cm 奥行・高さの()内の数字は最大リクライニング
リクライニング角度	水平面に対して約110°～約165° 無段階(電動リクライニング)
重量	約55kg
ヒーター	座面ヒーターあり



MADE IN JAPAN,DAISEN
この製品は、日本国内の弊社工場にて、企画・開発・設計
から組立て及び品質保証まで全てを行っています。

■ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。〔PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.〕この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。





JAPAN QUALITY

鳥取県・大山町自社工場では、Made in Japanにこだわった製品の生産を続けております。

使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。
●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。
医師からマッサージを禁じられている人例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けゅう(瘤)、急性静脈けゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。
◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎施術部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、悪寒、血圧の変動など]の強い時期にある人、衰弱している人。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットの本体の周辺(背もたれの後ろや、座面の下等)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためのみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

**ファミリーイナダ株式会社**
https://www.family-chair.co.jp

製品に関するお問い合わせ窓口 0120-129-011
修理等に関するお問い合わせ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00
本社:大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番10号 PMO EX新大阪 6階
製造販売元:ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)

**HAPI**
一般社団法人
日本ホームヘルス
機器協会

お問い合わせ

※このカタログの内容は2023年8月現在のものです。 230815B088

**FAMILY INADA**




JAPAN QUALITY

オリジナルコース「足裏むくみ緩和」搭載
スマートフォン充電機能搭載











CALABO-S FAMILY INADA 独自の 先進メカニズムを標準装備

キャラボ エス

FAMILY INADA
独自機能

1

AI & エアサスペンションメカ

AI & Air suspension

空気のバネ(サスペンション)で首～肩～
背中～腰まで体型にあわせたマッサージ
が可能、心地よさを実現しました。



FAMILY INADA
独自機能


2

人工知能システム

INADA medical A.I.

「アジャストセンサー」が、全身の指圧点を自動検索します。

毎日の疲労度合いや体調によって筋肉の硬さは変わります。AIが使用者の身体の骨格や筋肉の形や大きさを検知しその時のコリに合わせて最適なマッサージをおこないます。



FAMILY INADA
独自機能

3

姿勢調整ストレッチ

Adjustment posture stretch

「けん引」をイメージした腹部、背中そして脚を含めた全身を伸ばす運動です。身体の柔軟性を高め、バランスを整えることをテーマにしたコースです。

姿勢
ストレッチ


フットスライド

フットレストを心臓の高さ近くまで引き上げマッサージすることで血行を促進します。身長にあわせて、最大約28cmの長さで伸縮を可能にしました。ひざがまっすぐ伸ばせて足はゆったりできます。

最大28cm

全身ストレッチ

全身そり運動では、肩と脚をつかんだ状態でフットレストが下降し、リクライニングが倒れることで体全体をゆっくり「けん引」します。



前屈ストレッチ

姿勢伸ばし運動は、リクライニングを起こした状態でひざをまっすぐ伸ばすことで前屈動作を実現します。



こだわりのエディオンオリジナル

「足裏むくみ緩和」コース搭載

足裏
むくみ緩和

足つぼの湧泉、足心を刺激し、
足裏から健康にアプローチします。



湧泉

足裏の上部にあるツボで押込むと気持ちがよく、女性にも人気があります。生命エネルギーがコンコンと湧くという意味で、重要なツボと言われています。

足心

足裏の中央にあるツボで腎臓の働きを活性化し、身体の緊張をほぐしてくれ、心身の状態を整えると言われています。




新技術！

AI足裏メカ搭載

AI足裏メカが足裏のツボをマッサージ

新開発のAI足裏メカは従来のエアーマッサージに加え3次元の動きで押込み、突起で足裏を刺激し、健康にアプローチします。



※画像はイメージです。

こだわりのエディオンオリジナル

スマートフォン充電機能搭載

便利なUSBポート付きのマッサージチェアはエディオンオリジナル。マッサージ中もスマートフォンやタブレット、ポータブルゲーム機、音楽プレーヤーなどを2台同時に充電することができます。

※各機器とのUSB充電ケーブルは別途ご用意ください。
※主電源がONの状態での充電できます。



健康予防を意識したコースメニュー

INADA Original Course menu

姿勢
ストレッチ

「けん引」のイメージで、腹部や背中全体を伸ばす運動です。身体の柔軟性を高め、バランスを整えることをテーマにしたコースです。

からだ
防衛

血液とリンパの流れの促進をテーマにしたコースです。

からだ
活性

身体調整コースで、身体を活性化させる事をテーマにしたコースです。

座面ヒーター搭載

体の中心部の座面を温めます。

